

Kompatibilitätsliste MOBILO EL II

Die MOBILO Schiebe- und Bremshilfe ist ein universell einsetzbares Produkt und passt auf die meisten gängigen Faltrollstühle sowie viele Multifunktionsrollstühle. Für eine Vorabprüfung ob ein Fabrikat für einen Anbau geeignet ist, müssen in jedem Fall die unten stehenden Maße zutreffen.



A Lichte Weite zwischen den waagrechten Unterzügen

mindestens	360 mm	mit Rohrschellen „Standard“ für Rohr 25 mm
maximal	520 mm	
mindestens	400 mm	mit Rohrschellen „Breit“ für Rohr 25 mm
maximal	560 mm	

B Abstand Boden bis Oberkante waagrechter Unterzug

mindestens	180 mm	mit Rohrschellen „Standard“ und „Breit“ für Rohr 25 mm
maximal	260 mm	
mindestens	70 mm	mit Rohrschellen „Lang“ für Rohr 25 mm
maximal	360 mm	

C Sitzhöhe des Rollstuhls

mindestens	450 mm	mit Akkubox „Standard“
mindestens	430 mm	mit Akkubox „SH43“

Haben Sie Fragen? Wir helfen schnell!

Sie sind nicht ganz sicher, ob der **MOBILO** für das Modell Ihres Kunden geeignet ist? Das klären wir schnell – telefonisch unter **06341 96 767 96** oder per Mail: info@bescomedical.de

Übersicht bereits montierter Fabrikate (Auszug)

Hersteller	Modell
FALTROLLSTÜHLE	
Bescomedical	Primus ML
Bescomedical	Primus ML-L
Bescomedical	Primus ML-XL
Bescomedical	Primus MS
Bischoff & Bischoff	Pyro Light 1330
Bischoff & Bischoff	Pyro Light XL
Bischoff & Bischoff	S Eco 300
Bischoff & Bischoff	S Top
Bischoff & Bischoff	S Top XL 1020
Dietz	Primo Basico
Etac	M 100
Invacare	Action 1 NG
Invacare	Action 2 NG
Invacare	Action 3 NG
Invacare	Action 4 NG
Meyra	Eurochair 1.750
Meyra	Eurochair 1.850
Meyra	Eurochair 2 2.750
Meyra	Eurochair 2 2.850
Meyra	Format 3.940
Meyra	Service 3.600
Meyra	Budget 9.050
Otto Bock	Avantgarde XXL 2
Otto Bock	Motus
Otto Bock	M1 Intro
Otto Bock	M4 XXL

Hersteller	Modell
Sunrise Medical	Breezy BasiX ²
Sunrise Medical	Breezy RubiX ²
Sunrise Medical	Breezy PariX ²
Sunrise Medical	Breezy UniX ²
Sunrise Medical	Breezy Elegance 205
Sunrise Medical	Sopur Classic 160
Sunrise Medical	Sopur Classic 160 XL
Uniroll	1.300 UF
Uniroll	2.920 Moly
Uniroll	2.950 Carat
Vermeiren	V200
Vermeiren	V300
Vermeiren	D100
Vermeiren	D200
Vermeiren	708D
Vermeiren	Eclips X 4
Hersteller	Modell
MULTIFUNKTIONSROLLSTÜHLE	
Bescomedical	Primus Care
Sunrise Medical	Breezy Relax
Invacare	Rea Bellis
Invacare	Rea Clematis
Alu Rehab	Netti 1
Alu Rehab	Netti 3
Alu Rehab	Netti 4u
Meyra Solero	19.072
Meyra Solero	29.073

Haben Sie Fragen? Wir helfen schnell!

Sie sind nicht ganz sicher, ob der **MOBILO** für das Modell Ihres Kunden geeignet ist? Das klären wir schnell – telefonisch unter **06341 96 767 96** oder per Mail: info@bescomedical.de