

**COMMANDE**

n° du client	personne à contacter
Commission <b>adresse de facturation</b>	Tel./Fax/E-Mail <b>adresse de livraison</b> (si différente)
N° et nom de la rue	N° et nom de la rue
adresse complémentaire	adresse complémentaire
code postal et ville	code postal et ville

**EQUIPEMENT DE BASE**

HMV-Nr. 10.50.04.1198

**Rollator poids plume prêt à l'emploi**  
**charge admissible: jusqu'à 136 kg**

- roues de 10" et 8" ( increvable)
- amortisseur
- poignées de manœuvre réglable sur 5 niveaux
- ceinture d'assise et de dos ( rembourrée)
- sacoche
- porte-béquilles
- frein de verrouillage
- pédale de basculement (gauche et droite)

**ACCESSOIRES:**

No. d'article	Désignation	Prix de vente conseillé
___ pièces RZ-1000	Ombrelle ou Parapluie avec support	€ 99,00
___ pièces RZ-1010	Porte-boissons	€ 24,90
___ pièces RZ-1020	Badge en cuir	€ 15,90
___ pièces RZ-1021	Badge en cuir artifi ciel	€ 9,90
___ pièces RZ-1030	Verrou de sécurité avec support	€ 13,90
___ pièces RZ-1300	Plateau pour rollator	€ 14,95

Les accessoires ne sont pas montés sur le Rollator

**Spring Small**

hauteur d'assise: 52 cm  
hauteur poignée: 80 - 90 cm

**Prix de base:**

€ 369,00

couleur rouge bordeaux \_\_\_ pièces  
couleur gris graphite \_\_\_ pièces

**Spring Medium**

hauteur d'assise: 56 cm  
hauteur poignée: 90 - 102 cm

**Prix de base:**

€ 369,00

couleur rouge bordeaux \_\_\_ pièces  
couleur gris graphite \_\_\_ pièces

**Spring Large**

hauteur d'assise: 60 cm  
hauteur poignée: 93 - 104 cm

**Prix de base:**

€ 369,00

couleur rouge bordeaux \_\_\_ pièces  
couleur gris graphite \_\_\_ pièces

date, cachet d'entreprise, signature

état 01/2019

Tous les prix correspondent aux prix de vente conseillés, h. t.  
Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modification