

ROLLATOR CARBON Leichtgewichtrollator



Komfort und Sicherheit treffen hier auf Eleganz. Das Besondere an diesem Rollator ist sein einzigartiger Werkstoff: Carbon. Carbon ist ein Kohlenfaserverbundwerkstoff, der sich durch eine sehr hohe Festigkeit auszeichnet und das bei einem äußerst geringem Gewicht.

Entwickelt in der Luft- und Raumfahrttechnik, findet man dieses Material heute auch im Rennsport, bei Fahrradhelmen und Sportgeräten, sowie bei unserem Premium-Rollator.

Bei einem Gewicht von gerade mal 4,7 Kilogramm (Größe S, ohne Zubehör) hat der Nutzer einen großen Vorteil: Minimalen Kraftaufwand und das bei maximaler Stabilität.

Der Rollator Carbon ist genauso komfortabel ausgestattet wie andere Rollatoren von **besco medical**: Die gepolsterte Sitzfläche und der breite (abnehmbare) Komfort-Rückengurt ermöglichen bequemes Sitzen und Ausruhen auf dem Rollator. Außerdem inklusive: Eine große leicht lösbare Netztasche mit Reißverschluss, Reflektoren sowie ein Stockhalter bestehend aus Ober- und Unterteil.

Die großen Vorderräder mit pannensicherer PU-Bereifung sorgen für ein angenehmes Lenk- und Fahrgefühl. Bordsteinkanten und andere Hindernisse können bequem überwunden werden. Ergonomisch geformte Schiebegriff, die großen und leichtgängigen Bremsgriffe mit im Rahmen verlegten Bremszügen geben dem Nutzer ein sicheres Gefühl.

Ein weiterer Vorteil dieses Premium-Rollators: Er lässt sich klein zusammenfallen und problemlos im Kofferraum, in der Bahn oder im Flugzeug verstauen.



Carbon Struktur



Großes Vorderrad



Ankipphilfe

Mobil, wie ich es will.

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	Small	Medium	Large
Sitzbreite	45 cm		
Sitzhöhe	52 cm	60 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	81-94 cm	86-96 cm	92-104 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten	5-fach		
Gesamtbreite	60 cm		
Gesamtlänge	70 cm		
Faltmaß	70x25x81 cm	70x25x86 cm	70x25x92 cm
Leergewicht (ohne Zubehör)	4,7 kg	4,8 kg	4,9 kg
Maximale Belastung	136 kg		
Max. Belastung Netztasche	5 kg		



Schiebegriff höhenverstellbar

Räder	Small	Medium	Large
Vorne	9,5" (pannensicher) entspricht 245x32 mm		
Hinten	8" (pannensicher) entspricht 200x32 mm		



Faltmaß

Grundausrüstung

- Netztasche
- Stockhalter
- Feststellbremse
- Rückengurt
- Schiebegriffe höhenverstellbar
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung

Zubehör

- Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung
- Getränkehalter
- Namensschild aus Leder und Kunstleder
- Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90 cm)
- Tablett



Stockhalter



Netztasche



Haltebügel