

## PRIMUS MS 2.0 Standardrollstuhl | HMV-Nr. 18.50.02.0128



Der Einstieg in das Rollstuhl-Kernprogramm von **besco medical** ist der Standardrollstuhl Primus MS 2.0. Wichtigstes Merkmal ist seine Qualität und Robustheit.

Für die derzeitige und künftige Grundversorgung erfüllt dieser zeitgemäße Rollstuhl die geforderten Voraussetzungen der Leistungsträger.

So bietet der Primus MS 2.0 beispielsweise nach außen und innen abschwenkbare Beinstützen mit hochklappbaren und mit Fersenbändern versehenen Fußplatten. Die beiden robusten Seitenteile sind zurückklappbar. Ebenso gehören die Steckachsen der 24" Antriebsräder zur Serienausstattung dieses Modells. Es sind werkseitig 175 x 32 mm Lenkräder montiert. Die Bereifung der Antriebs- und Lenkräder dieses Rollstuhls ist pannensicher.

Ab Werk ist eine Sitzhöhe von 51 cm eingestellt. Diese kann ohne Einsatz zusätzlicher Teile auf 48,5 cm und 46 cm verringert werden.

Der Primus MS 2.0 ist in 6 Sitzbreiten von 38 bis 52 cm lieferbar. Die maximale Belastung des Rollstuhls beträgt 130 kg.

Die Grundausrüstung des Primus MS 2.0 wird ergänzt durch ein ausgewähltes Zubehörangebot, mit dem weitere Anwendungsmöglichkeiten gewährleistet sind. Beispiele hierfür sind: winkelverstellbare Beinstützen, Anpassrücken, sowie Kopfstützen.



Therapeutisch



Einstellmöglichkeit  
Lenkradgabel



Einstellmöglichkeit  
Antriebsrad

Stand 09/2018

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mobil, wie ich es will.

## Technische Daten HMV-Nr. 18.50.02.0128

### Abmessungen und Gewichte

Sitzbreite	38 / 40 / 43 / 46 / 49 / 52 cm
Sitztiefe	40 cm
Sitzhöhe	Werkseinstellung: 51 cm, Einstellbar auf 48,5 cm und 46 cm
Sitzwinkel	4°
Gesamtbreite	Sitzbreite + 20 cm
Gesamtlänge	110 cm (mit Fußstützen)
Gesamthöhe	89 cm (mit Schiebegriffen)
Rückenlehnenhöhe	40 cm
Rückenlehnenwinkel	4°
Leergewicht	17 kg bei SB 45 ohne Beinstützen und Antriebsräder
Maximale Belastbarkeit	130 kg

### Räder

Antriebsräder	24" x 1 3/8" PU (pannensicher) entspricht 540 x 37 mm
Lenkräder	7" PU (pannensicher) entspricht 175 x 32 mm

### Fahreigenschaften

Kippstabilität	7,2°
----------------	------

### Grundausrüstung

- Schiebegriffe
- Armlehnen
- Seitenteile zurückklappbar
- Fußplatten mit Fersenhalterungen
- Beinstützen abnehmbar und schwenkbar
- Beidseitige Ankipphilfen
- Feststellbremsen mit Quetschschutz
- Blindstopfen für Beinstützen und Gebrauchsanweisung

### Zubehör

- Trommelbremse für Begleitperson
- Winkelverstellbare Beinstützen
- Amputationsstützen
- Kopfstütze mit Anbausatz (SB 43-56)
- Erhöhung für Schiebegriffe
- Therapietisch
- Komfortpaket bestehend aus: Ankippstützen, Stockhalter, Sicherheitsgurt und Sitzkissen
- Stockhalter
- Sicherheitsgurt
- Speichenschutz, transparent
- Anti-Kippstützen
- Anpassrücken mit Rückenkissen
- Sitzkissen 38 - 52 x 42 x 5 cm



abschwenkbare Beinstütze



Seitenteil abschwenkbar



Faltmechanismus



Komfortpaket



Schiebehilfe Anbau mögl.