

## ROLLATOR SPRING XL HMV-Nr. 10.50.04.1204



Der Rollator Spring XL ist eine Fortentwicklung des bewährten Rollators Spring. Er ist eine logische Ergänzung in unserem Leichtgewichtrollator Programm und deckt die Ansprüche von schweren Menschen mit breiterem Sitzbedarf ab. Alle beim Spring bekannten Vorteile inklusive der Spiralfedern finden sich auch in der Ausführung XL.

Dieser moderne Aluminium Rollator ist für den Innen- und Außenbereich einsetzbar und durch seinen Faltmechanismus mit dem Griffband an der gepolsterten Sitzfläche äußerst leicht zusammenzufalten. Der Rollator ist ausgestattet mit einem breiten abnehmbaren und ebenfalls gepolsterten Rückengurt für bequemes Sitzen und Ausruhen und einer großen, leicht abnehmbaren Netztasche mit Reißverschluss, Reflektoren und stabilem Boden. Ebenso ist ein moderner Stockhalter mit Ober- und Unterteil im Lieferumfang enthalten.

Der Platzbedarf des Spring XL ist in zusammengefaltetem Zustand mit einer Breite von nur 29 cm sehr gering, sodass er leicht in den Kofferraum Ihres PKW passt, aber auch in der Wohnung schnell in einer Nische Platz findet, wenn er nicht gerade gebraucht wird.

Die großen Lenkräder in moderner Ausführung und Optik mit pannen sicherer Bereifung geben Ihnen ein sehr angenehmes Lenk- und Fahrgefühl, das durch die beiden Spiralfedern in Verbindung mit den Schwinggabeln noch erheblich verbessert wird. Ihrem Komfort dienen auch die beiden ergonomisch geformten Schiebegriffe. Hindernisse am Boden lassen sich leichter überwinden durch die bodennah montierten Ankipphilfen am Rahmen, die auch für gangunsichere Patienten geeignet sind. Die Reflektoren Ihres Rollators hinten und vorne geben Ihnen zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr.

Bei diesem Rollator kann bedingt durch die beiden Federelemente nicht das niedere Gewicht im Vordergrund stehen. Als wesentliches Merkmal spielt hier der zusätzliche Dämpfungseffekt eine wichtige Rolle.

Der Spring XL ist lieferbar in einer Sitzbreite von ca. 58 cm, sowie einer Sitzhöhe von 52 cm und 60 cm mit 5-fach verstellbaren Griffen für eine Grifffhöhe von ca. 80 bis 104 cm abhängig vom Modell. Die maximale Belastung beträgt 250 kg.



Feder



Einstellschraube Bremse

Mobil, wie ich es will.

## Technische Daten HMV-Nr. 10.50.04.1204

Abmessungen und Gewichte	Small	Large
Sitzbreite	58 cm	
Sitzhöhe	52 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	80 - 90 cm	93 - 104 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten	5-fach	
Gesamtbreite	70,5 cm	
Gesamtlänge	73,5 cm	
Faltmaß	72 x 29 x 80 cm	72 x 29 x 93 cm
Leergewicht (ohne Zubehör)	8,3 kg	8,5 kg
Maximale Belastung	240 kg	
Belastung Netztasche	5 kg	



Netztasche XL



abnehmbare Tasche

### Räder

Vorne	9,5" (pannensicher) entspricht 245 x 32 mm
Hinten	8" (pannensicher) entspricht 200 x 32 mm

### Grundausrüstung

- Federung
- Schiebegriffe 5-fach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Feststellbremse
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung

### Zubehör

- Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung
- Getränkhalter
- Namensschild aus Leder und Kunstleder
- Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90 cm)

### Farben

- Graphitgrau metallic

