

ROLLATOR SPRING HMV-Nr. 10.50.04.1198



Ein Rollator muss sicher und bequem sein. Dieser Leichtgewichtrollator Spring vermittelt nicht nur Sicherheit und Bequemlichkeit, er bietet darüber hinaus durch seine äußere Gestaltung, seine Anwendungsmöglichkeiten und durch die Auswahl der verwendeten Materialien eine Reihe zusätzlicher Nutzen für in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen.

Dieser moderne Aluminium Rollator Spring ist für den Innen- und Außenbereich einsetzbar und durch seinen faltmechanismus mit einem Griffband an der gepolsterten Sitzfläche äußerst leicht zusammenzufalten. Der Rollator ist ausgestattet mit einem breiten abnehmbaren und ebenfalls gepolsterten Rückengurt für bequemes Sitzen und Ausruhen, einer großen, leicht abnehmbaren Netztasche mit zeitgemäßem Klettverschluss, Reflektoren und stabilem Boden, mit dem Sie die üblichen Einkäufe spielend leicht verstauen können. Ebenso ist ein Stockhalter mit Ober- und Unterteil im Lieferumfang enthalten.

Der Platzbedarf des Springs in zusammengefaltetem Zustand ist sehr gering, sodass er leicht in den Kofferraum eines PKW passt, aber auch in der Wohnung schnell in einer Nische Platz findet, wenn er nicht gebraucht wird.

Die großen Lenkräder in moderner Ausführung und Optik geben Ihnen ein sehr angenehmes Lenk- und Fahrgefühl, das durch die beiden Spiralfedern in Verbindung mit den Schwinggabeln noch erheblich verbessert wird. Ihrem Komfort dienen auch die beiden ergonomisch geformten Schiebegriffe. Hindernisse am Boden lassen sich leichter überwinden durch die bodennah montierten Anti-Kippstützen, die auch für gangunsichere Patienten geeignet sind. Die Reflektoren Ihres Rollators hinten und vorne geben Ihnen zusätzliche Sicherheit im Straßenverkehr.

Bei diesem Rollator kann bedingt durch die beiden Feder Elemente nicht das niedere Gewicht im Vordergrund stehen. Als wesentliches Merkmal spielt hier der zusätzliche Dämpfungseffekt eine wichtige Rolle.

Der Spring ist lieferbar in 3 Größen mit höhenverstellbaren Schiebegriffen. Die maximale Belastung beträgt 136 kg.

Stand 09/2018

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Gabel mit Rad



Netztasche



Einstellschraube Bremse

Mobil, wie ich es will.

Technische Daten HMV-Nr. 10.50.04.1198

Abmessungen und Gewichte	Small	Medium	Large
Sitzbreite	46 cm		
Sitzhöhe	52 cm	56 cm	60 cm
Gesamthöhe mit Schiebegriffen	80 – 90 cm	90 – 102 cm	93 – 104 cm
Anzahl Verstellmöglichkeiten	5-fach		
Gesamtbreite	60 cm		
Gesamtlänge	70,5 cm		
Faltmaß	72 x 27 x 80 cm	72 x 27 x 90 cm	72 x 27 x 93 cm
Leergewicht (ohne Zubehör)	8,2 kg	8,3 kg	8,4 kg
Maximale Belastung	136 kg		
Maximale Belastung Netztasche	5 kg		



Schiebegriff
Höheneinstellung



Feder

Räder

Vorne	9,5" (pannensicher) entspricht (245 x 32 mm)
Hinten	8" (pannensicher) entspricht (200 x 32 mm)

Grundausrüstung

- Federung
- Schiebegriffe 5-fach höhenverstellbar
- Sitz- und Rückengurt (gepolstert)
- Netztasche
- Stockhalter
- Feststellbremse
- Beidseitige Ankipphilfen
- Gebrauchsanweisung

Zubehör

- Sonnen- und Regenschirm, inkl. Halterung
- Getränkehalter
- Namensschild aus Leder und Kunstleder
- Schloss inkl. Halterung (Kabellänge: 90 cm)
- Tablett

Farben

- Graphitgrau metallic
- Bordeauxrot metallic



Haltebügel



Haltebügel



Faltmaß