

STRONGBACK Leichtgewicht-Faltrollstuhl



Der STRONGBACK ist der erste Leichtgewicht-Faltrollstuhl, der wirkungsvoll Rücksicht auf den Rücken seines Nutzers nimmt. Seine einzigartige ergonomische Form fördert einen gesunden aufrechten Sitz und sorgt für Komfort und Bequemlichkeit vom ersten Moment an. Dabei ist der innovative STRONGBACK genauso leicht und einfach zu bedienen wie herkömmliche Rollstühle.

Neben der hervorragenden Ergonomie punktet der STRONGBACK auch durch stilvoll geschwungene Formen und die Liebe zum Detail. Sein geringes Gewicht und sein durchdachtes, faltbares Design machen den Transport mit dem Auto zum Kinderspiel.

Mit dem STRONGBACK die richtige Sitzhaltung

- Der STRONGBACK bildet die Form einer natürlichen, gesunden Lendenwirbelsäule nach und unterstützt sie.
- Durch die Form des STRONGBACK wird vermieden, dass der/die Sitzende in sich zusammensackt und die Bandscheibe einem hohen Druck ausgesetzt ist.
- Diese erstklassige Ergonomie bietet konkurrenzlosen Komfort und gesundheitlichen Nutzen.

Die patentierte STRONGBACK-Technologie ist die Evolution des herkömmlichen Faltrollstuhls – durch die zusätzliche wirkungsvolle Unterstützung der Sitzhaltung.



Kniehebelbremse



Beinstütze abschwengbar



Beinstützeinstellung

Stand 09/2018

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Mobil, wie ich es will.

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Sitzbreite	40 cm	45 cm	50 cm
Sitztiefe	45 cm		
Sitzhöhe	50 cm		
Sitzwinkel	12°		
Gesamtbreite	64 cm	69 cm	74 cm
Gesamtlänge	102 cm		
Gesamthöhe max.	94,5 cm		
Rückenlehnenhöhe	50 cm		
Rückenlehnenwinkel	gekrümmt von -10° bis +20°		
Gesamtgewicht ¹	12,9 kg / 13,6 kg ³	13,0 kg / 13,8 kg ³	13,1 kg / 13,9 kg ³
Nettogewicht ²	11,2 kg / 12,0 kg ³	11,4 kg / 12,1 kg ³	11,5 kg / 12,2 kg ³
Maximale Belastbarkeit	135 kg		

¹ Gesamtgewicht inkl. Werkzeug, Beinstützen, Kippschutz und Rädern

² Mindestbenutzungsgewicht inkl. Rädern, exkl. Werkzeug, Beinstützen, Kippschutz

³ mit Trommelbremse

Räder

Antriebsräder	24" x 1" PU (pannensicher) entspricht 540 x 25 mm
Lenkräder	8" PU (pannensicher) entspricht 200 x 40 mm

Fahreigenschaften

Kippstabilität	7,2°
----------------	------

Grundausrüstung

- Schwenkbare und abnehmbare Fußstützen
- Ergonomisch geformte Komfort-Handgriffe
- Antriebsräder mit Steckachse zum einfachen, schnellen Demontieren
- 3-Positionen-Hinterachse für Anfänger, Fortgeschrittene und Erfahrene
- Kleidungsschonende Seitenblenden
- Abnehmbare Anti-Kippstützen
- Schreibtischoptimierte Armlehnen

Zubehör

- Trommelbremse optional erhältlich



Antriebsrad mit Steckachse



abklappbarer Rücken



Faltposition Seitenansicht



Faltposition Frontansicht